

КиберКлин

ТУ 20.59.59-021-09600575-2024



Область применения

Отмывка печатных плат и узлов от всевозможных загрязнений, возникающих в процессе сборки.

Состав

Смесь органических растворителей.

Описание

КиберКлин – это негорючая отмывочная жидкость для ручной отмывки на основе органических растворителей, позволяющая отмыывать с печатных плат и сборок всевозможные остатки: флюсов, паст, консервационных смазок, отпечатки пальцев и пр. Жидкость имеет высокую отмывочную способность и легко испаряется с изделия, не оставляя следов и разводов.

Применение

Жидкость КиберКлин выпускается в аэрозольных баллонах и канистрах.

Баллон:

- Перед применением хорошо встряхните баллон;
- Распылите жидкость на поверхность, требующую очистки;
- Подождите некоторое время, необходимое для растворения загрязнений;
- Протрите поверхность безворсовой бумагой или сдуйте сжатым воздухом остатки жидкости с поверхности;
- При необходимости повторите процесс.

Канистра:

- В емкость налить жидкость.
- Отмываемые изделия можно погрузить и замочить в емкости с жидкостью или просто нанести жидкость на изделие кистью.
- Выждать время для растворения остатков.
- После отмывки надо либо продуть изделие сжатым воздухом, либо перенести в более чистую жидкость для ополаскивания.
- После всех операций жидкость испарится сама собой, оставив чистую поверхность.

Условия хранения

Рекомендуется хранить в сухом месте при комнатной температуре. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения в канистре 2 года, в баллоне 5 лет.

Упаковка

Поставляется канистрах 1л, 5л, 10л и в баллоне 0,2л.



Основные физические свойства

Параметр	Результат
pH (10 гр./л. H ₂ O)	7
Растворимость в воде	Не растворим
Концентрация раствора	100 %
Плотность, г/см ³	1